

Anticorpo Policlonal Anti-Nme6/Nm23-H6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75414

Número do item: CM0013683

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NME6 (NM23-H6, IPIA-alfa). Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Detecta a NDP quinase mitocondrial de 21 kDa essencial para a manutenção do mtDNA. Ideal para pesquisa em mitocôndrias e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NME6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NDK 6; NM23-H6; IPIA-ALPHA; NME6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10201
GeneID	10201
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 9-194 da NME6 humana (NP_005784.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75414
Peso Proteico	21kDa
Envio	Bolsa de gelo