

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nme8 Para Wb, Elisa - Q8N427

Número do item: CM0020076

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NME8 humano (NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2), validado para WB e ELISA. Detecta NME8 humano e de camundongo (~67 kDa), ideal para pesquisas sobre espermatogênese e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-NME8
Observações/alias	CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51314
GeneID	51314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 299-588 de NME8 humano (NP_057700.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q8N427
Peso molecular	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo