

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nmi Para Wb, Ihc-P E Elisa - Q13287

Número do item: CM0007427

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NMI humano (interator N-myc, 35kDa), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para investigar sinalização imune inata, vias de STAT e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMI Rabbit mAb
Observações/Apelido	NMI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9111
GeneID	9111
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13287
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo