


Anticorpo Policlonal Anti-Nmnat1 Para Wb, Elisa - Q9Han9

Número do item: CM0026921



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NMNAT1 humano (SWISS: Q9HAN9). Validado para WB e ELISA, adequado para pesquisa em biossíntese de NAD⁺, remodelação da cromatina e proteção neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NMNAT1
Observações/Apelido	LCA9; NMNAT; PNAT1; SHILCA; NMNAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64802
GeneID	64802
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do NMNAT1 humano (NP_073624.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HAN9
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de gelo