

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nmnat2 Para Wb E Elisa - Q9Bzq4

Número do item: CM0015600

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NMNAT2 humano, validado para WB e ELISA. Detecta NMNAT2 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar o metabolismo de NAD⁺ e a manutenção do axônio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMNAT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PNAT2; C1orf15; NMNAT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23057
GeneID	23057
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-302 do NMNAT2 humano (NP_733820.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZQ4
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo