

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Nmnat3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96T66

Número do item: CM0016738



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra NMNAT3 humano, uma enzima mitocondrial envolvida na síntese de NAD<sup>+</sup>, proteção axonal e controle de qualidade de proteínas. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | NMNAT3 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelidos | PNAT3; FKSG76; PNAT-3; NMNAT3                                                                                             |
| Espécie              | Humano                                                                                                                    |
| ID do Gene           | 349565                                                                                                                    |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 da NMNAT3 humana (NP_835471.1) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS                | Q96T66                                                                                                                    |
| Peso da Proteína     | 28kDa                                                                                                                     |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                             |