

Anticorpo Policlonal Anti-Nmu Para Wb, Elisa - P48645

Número do item: CM0028402



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NMU (Neuromedina-U) humano, validado para Western blot e ELISA. Mostra reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre alimentação, balanço energético, inflamação e sinalização de neuropeptídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMU Coelho pAb
Observações/Apelido	NMU
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10874
GeneID	10874
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 35-174 do NMU humano (NP_006672.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48645
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo