

Anticorpo Policlonal Anti-Nmur1 Para Wb, Elisa - Q9Hb89

Número do item: CM0020283



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NMUR1 validado para Western blot (WB) e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Direcionado ao receptor acoplado à proteína G NMUR1, envolvido na alimentação, balanço energético e contração do músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NMUR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	FM3; FM-3; GPC-R; GPR66; NMU1R; (FM-3); NMUR1
Espécie	Humano
ID do Gene	10316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-426 da NMUR1 humana (NP_006047.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HB89
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo