


Anti-Nnmt Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P40261

Número do item: CM0004088



introdução

Anti-NNMT Anticorpo Monoclonal de Coelho, validado para KD, reage com NNMT humano, adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Útil para estudar a função da nicotinamida N-metiltransferase no metabolismo e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] NNMT mAb de Coelho
Observações/Apelido	Nicotinamida N-metiltransferase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4837
GeneID	4837
Imunogénio	Proteína recombinante, Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 da NNMT humana (NP_006160.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40261
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo