


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nnmt Para Wb, If/Icc, Elisa - P40261

Número do item: CM0029593



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra nicotinamida N-metiltransferase humana (NNMT, 30 kDa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com espécies camundongo e rato. Indicado para pesquisa epigenética, metabólica e de desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NNMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	NNMT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4837
GeneID	4837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 da NNMT humana (NP_006160.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40261
Peso Proteico	30kDa
Envio	Bolsa de gelo