


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nnmt Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P40261

Número do item: CM0021545



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à nicotinamida N-metiltransferase (NNMT). Validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Suporta pesquisas em metilação, epigenética e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NNMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	NNMT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-264 da NNMT humana (NP_006160.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40261
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de Gelo