


Anti-Nnmt Rabbit Polymab® Para Wb - P40261

Número do item: CM0006999



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra NNMT humano, adequado para Western blot, IF/ICC, imunoprecipitação e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisa sobre metabolismo de nicotinamida e regulação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NNMT Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	Nicotinamida N-metiltransferase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4837
GeneID	4837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-264 da NNMT humana (NP_006160.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40261
Peso da Proteína	30kDa
Transporte	Bolsa de gelo