


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nob1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULx3

Número do item: CM0024576



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra NOB1 humano, validado para Western blot (WB), IF/ICC e ELISA. Reconhece NOB1 humano, de camundongo e de rato (UniProt Q9ULX3) para pesquisa de biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ART-4; NOB1P; MST158; MSTP158; PSMD8BP1; NOB1
Espécie	Humano
GeneID	28987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 da NOB1 humana (NP_054781.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULX3
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo