


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Noc4L Para Wb E Elisa - Q9Bvi4

Número do item: CM0014601



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NOC4L humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta homólogo de proteína 4 do complexo nucleolar de ~58 kDa localizado no nucléolo e na membrana do núcleo. Ideal para estudos de biologia nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOC4L pAb de Coelho
Observações/Apelido	NOC4; NET49; UTP19; NOC4L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79050
ID do Gene	79050
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do NOC4L humano (NP_076983.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Cross Reatividade	Humano
SWISS	Q9BVI4
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo