

Anticorpo Policlonal Anti-Nod1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y239

Número do item: CM0013271



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o NOD1 (CARD4) humano, um receptor de reconhecimento de padrões para peptidoglicano bacteriano. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CARD4; NLRC1; CLR7.1; NOD1
Espécie	Humano
ID do Gene	10392
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do NOD1 humano (NP_006083.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y239
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo