

Anticorpo Policlonal Anti-Nod2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc29

Número do item: CM0019551

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NOD2 de alta qualidade validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Tem como alvo o NOD2 humano (Q9HC29) envolvido na imunidade inata e na doença inflamatória intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD; ACUG; BLAU; IBD1; YAOS; BLAUS; NLRC2; NOD2B; CARD15; CLR16.3; PSORAS1; NOD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64127
GeneID	64127
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 28-270 do NOD2 humano (NP_071445.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HC29
Peso Proteico	115kDa
Envio	Em saco de gelo