


Anticorpo Policlonal Anti-Nodal Para Wb, Elisa - Q96S42

Número do item: CM0028535



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NODAL, validado para WB e ELISA. Reage com humano e rato. Essencial para o desenvolvimento embrionário e formação do mesoderma. Ideal para pesquisas em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NODAL Rabbit pAb
Observações/Apelido	HTX5; NODAL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4838
ID do Gene	4838
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 198-347 do NODAL humano (NP_060525.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96S42
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo