


Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor 1 De Nogo (Rtn4R) Para Wb, Elisa - Q9Bzr6

Número do item: CM0010219



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra o Receptor 1 de NOGO (RTN4R) é validado para WB e ELISA, reconhecendo alvos humanos e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre regeneração axonal e plasticidade neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Receptor 1 de NOGO (RTN4R) mAb de Coelho
Observações/Apelido	NGR; NOGOR; Receptor 1 de NOGO (RTN4R)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	65078
ID do Gene	65078
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do Receptor 1 de NOGO humano (RTN4R) (Q9BZR6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BZR6
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo