


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Receptor Nogo 1 (Rtn4R) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzr6

Número do item: CM0027598



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra o Receptor NOGO 1 (RTN4R) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta Humano, Camundongo e Rato. Adequado para estudos de regeneração de axônios e plasticidade neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NOGO Receptor 1 (RTN4R) Rabbit pAb
Observações/Apelido	NGR; NOGOR; NOGO Receptor 1 (RTN4R)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	65078
ID do Gene	65078
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 244-473 do Receptor NOGO 1 (RTN4R) humano (NP_075380.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZR6
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo