


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nogo (Rtn4) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqc3

Número do item: CM0007264



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao Nogo humano (RTN4, Q9NQC3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de RE e neurociência, fornecendo desempenho confiável em diversas aplicações.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nogo Rabbit mAb
Observações/Apelido	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; Nogo
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57142
ID do Gene	57142
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 60-160 do Nogo humano (NP_065393.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQC3
Peso Proteico	130kDa
Envio	Saco de gelo