

Anticorpo Policlonais Anti-Nol10 (Pqbp5) Para Wb, Elisa - Q9Bsc4

Número do item: CM0024270



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOL10 (PQBP5) humano, validado para Western blotting e ELISA. Reage com a proteína nucleolar humana e de camundongo. Adequado para estudos de biologia nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOL10 Rabbit pAb
Observações/Alias	PQBP5; NOL10
Espécie	Humano
GeneID	79954
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 da NOL10 humana (NP_079170.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BSC4
Peso Proteico	80kDa
Envio	Bolsa de gelo