

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nol12 Para Wb, Elisa - Q9Ugy1

Número do item: CM0013595

### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NOL12 validado para Western blot e ELISA. Reconhece o NOL12 humano, uma proteína de ligação ao RNA nucleolar envolvida na resolução de estresse de DNA e biogênese de ribossomos. Adequado para aplicações de pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NOL12 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | Nop25; dj37E16.7; NOL12                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 79159                                                                                                                    |
| ID do Gene          | 79159                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-213 do NOL12 humano (NP_077289.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                   |
| SWISS               | Q9UGY1                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 25kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |