


Anticorpo Policlonal Anti-Nol3 Para Wb, If/Icc, Elisa - 060936

Número do item: CM0015305



introdução

O pAb de coelho contra NOL3 detecta NOL3 humano e de camundongo, um repressor da apoptose de 23 kDa. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisas sobre apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra NOL3
Observações/Apelidos	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8996
ID do Gene	8996
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 do NOL3 humano (NP_003937.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O60936
Peso da Proteína	23 kDa
Envio	Bolsa de gelo