


Anticorpo Policlonal Anti-Nol3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60936

Número do item: CM0028060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína nucleolar 3 humana (NOL3/ARC). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOL3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ARC; FCM; MYP; NOP; NOP30; MYOCL1; NOL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8996
GeneID	8996
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 da NOL3 humana (NP_003937.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60936
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo