


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nol6 Para Wb, Elisa - Q9H6R4

Número do item: CM0018661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NOL6 validado para WB e ELISA. Reconhece NOL6 humana, de camundongo e de rato, uma proteína nucleolar de 128 kDa envolvida na biogênese do ribossomo. Ideal para estudos do processoma SSU.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOL6 Rabbit pAb
Observações/Alias	NRAP; UTP22; bA311H10.1; NOL6
Espécie	Humana
GeneID	65083
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1032-1146 da NOL6 humana (NP_075068.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6R4
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Bolsa de gelo