

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nolc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14978

Número do item: CM0006255

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NOLC1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Proteína nucleolar que regula a RNA polimerase I e a especificação da crista neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NOLC1 Rabbit mAb
Observações/Alia(s)	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9221
GeneID	9221
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de NOLC1 humano (NP_004732.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q14978
Peso da proteína	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo