

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nolc1 Para Wb - Q14978

Número do item: CM0029212

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NOLC1 (Nopp140) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre função nucleolar e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOLC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P130; Srp40; NOPP130; NOPP140; NS5ATP13; NOLC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9221
GeneID	9221
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-699 do NOLC1 humano (NP_004732.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14978
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco com gelo