

Anticorpo Policlonal Anti-Nomo1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15155

Número do item: CM0016266

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NOMO1, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre o translocon multipasso do retículo endoplasmático e a inserção de proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NOMO1 pAb de coelho
Observações/Apelido	PM5; Nomo; NOMO1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	23420
ID do gene	23420
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-1000 de NOMO1 humano (NP_055102.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15155
Peso da proteína	134 kDa
Envio	Bolsa de gelo