

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nomo2 Para Wb, Elisa - Q5Jpe7

Número do item: CM0020415



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-NOMO2 (Modulador Nodal 2, proteína pM5 2) para Western Blot (WB) e ELISA. Detecta NOMO2 humano (139 kDa), um componente do complexo translocon multipasso. Imunogénio: proteína recombinante (aa 873-1222).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOMO2 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	PM5; Nomo; NOMO2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	283820
GeneID	283820
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 873-1222 do NOMO2 humano (NP_001004060.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5JPE7
Peso Proteico	139kDa
Envio	