

Anticorpo Monoclonal Anti-B-Catenina Não Fosforilada (Ativa) (S33/S37/T41) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35222

Número do item: CM0006557



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO, específico para β -catenina não fosforilada (ativa) em S33, S37 e T41. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; detecta β -catenina humana, de camundongo e de rato (85 kDa). Ideal para pesquisas sobre sinalização Wnt, EMT e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] β -catenina não fosfo (ativa) -S33/S37/T41, mAb de coelho
Observações/Alíás	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -catenina não fosfo (ativa) -S33/S37/T41
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da β -catenina humana não fosfo (ativa) - S33/S37/T41 (NP_001895.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P35222
Peso da proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo