


Anticorpo Policlonal Anti-Nono/P54Nrb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Número do item: CM0027888



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NONO/p54nrb humano (Q15233), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo de splicing de RNA, reparo de DNA, biologia de paraspeckles e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NONO/p54nrb Rabbit pAb
Observações/Apelido	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4841
ID do Gene	4841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do NONO/p54nrb humano (NP_001138881.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15233
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo