


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nono/P54Nrb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15233

Número do item: CM0008374



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NONO/p54nrb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com NONO/p54nrb humano, de rato e de camundongo (Q15233). Ideal para estudos de splicing, paraspeckles e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-NONO/p54nrb
Observações/Apelido	P54; NMT55; NRB54; MRXS34; P54NRB; PPP1R114; NONO/p54nrb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4841
GeneID	4841
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15233
Peso Proteico	54 kDa
Envio	Em bolsa de gelo