


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nop10 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Npe3

Número do item: CM0010132



introdução

Anticorpo monoclonal anti-NOP10 de coelho validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com NOP10 humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da biogénese dos ribossomas, da manutenção dos telómeros e da pseudouridilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOP10 Rabbit mAb
Observações/Designação Alternativa	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55505
ID do Gene	55505
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-64 da NOP10 humana (Q9NPE3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPE3
Peso da Proteína	8 kDa
Envio	Bolsa de gelo