


Anticorpo Policlonal Anti-Nop14 Para Wb, Elisa - P78316

Número do item: CM0017168



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NOP14 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a proteína nucleolar 14 humana, crucial para o processamento de pré-rRNA 18S e exportação de pré-ribossomos 40S. Ideal para pesquisas sobre biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOP14 pAb de Coelho
Observações/Apelido	UTP2; NOL14; C4orf9; RES425; RES4-25; NOP14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8602
GeneID	8602
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78316
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo