


Anticorpo Policlonal Anti-Nop16 Para Wb, Elisa - Q9Y3C1

Número do item: CM0014961



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho contra NOP16, validado para WB e ELISA. Reconhece NOP16 de Humano, Camundongo e Rato. Imunógeno recombinante. Ideal para pesquisa de proteínas nucleolares. 21 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOP16 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HSPC111; HSPC185; NOP16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51491
GeneID	51491
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 da NOP16 humana (NP_057475.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3C1
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo