


Anticorpo Policlonal Anti-Nop16 Para Wb, Elisa - Q9Y3C1

Número do item: CM0014341



introdução

pAc de Coelho anti-NOP16 validado para WB e ELISA; detecta NOP16 humano e de camundongo (21 kDa). Ideal para estudos de proteínas nucleolares e pesquisas sobre biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAc de Coelho anti-NOP16
Observações/Apelido	HSPC111; HSPC185; NOP16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51491
GeneID	51491
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 do NOP16 humano (NP_057475.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y3C1
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo