


Anticorpo Policlonal Anti-Nop2 Para Wb, Elisa - P46087

Número do item: CM0023336



introdução

NOP2 Rabbit pAb, um anticorpo policlonal que visa o NOP2 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada humana/murina. Ideal para estudos de processamento de rRNA e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NOL1; p120; NSUN1; NOP120; NOP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4839
GeneID	4839
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 355-590 do NOP2 humano (NP_001245237.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P46087
Peso Proteico	89kDa
Envio	Saco de gelo