


Anticorpo Policlonal Anti-Nop56 Para Wb, Elisa - 000567

Número do item: CM0021647



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOP56 humano (NOL5A, SCA36). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudos sobre a função de proteínas nucleolares e biogênese de ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	NOP56 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NOL5A; SCA36; NOP56
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10528
GeneID	10528
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00567
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo