

Anticorpo Policlonal Anti-Nos1 Para Wb & Elisa - P29475

Número do item: CM0014879



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NOS1 (óxido nítrico sintase neuronal) humano para aplicações em Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Produz óxido nítrico, um neurotransmissor chave e molécula de sinalização. Ideal para pesquisa em neurociência e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NOS; bNOS; nNOS; IHP51; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4842
ID do Gene	4842
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P29475
Peso da Proteína	161kDa
Envio	Bolsa de gelo