

Anticorpo Policlonal Anti-Nos1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29475

Número do item: CM0016401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à NOS1 humana (óxido nítrico sintase neuronal), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo, rato. Para pesquisas sobre sinalização por óxido nítrico, transmissão sináptica e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NOS; bNOS; nNOS; IHPS1; N-NOS; NC-NOS; NOS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4842
GeneID	4842
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da NOS1 humana (NP_000611.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P29475
Peso Proteico	161kDa
Envio	Saco de gelo