


Anticorpo Policlonal Anti-Nosip Para Wb, Elisa - Q9Y314

Número do item: CM0017167



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NOSIP humano (proteína que interage com eNOS), validado para WB e ELISA. Ideal para estudos sobre a regulação do óxido nítrico e biologia do desenvolvimento. Reage cruzadamente com o antígeno humano. Peso da proteína: 33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOSIP Rabbit pAb
Observações/Alias	CGI-25; NOSIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51070
GeneID	51070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-301 do NOSIP humano (NP_057037.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y314
Peso da Proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo