


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nostrin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ivi9

Número do item: CM0023394



introdução

A CamelBio oferece anticorpos policlonais de coelho NOSTRIN de alta qualidade validados para WB, IF/ICC e ELISA. Específico para NOSTRIN humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tráfego de eNOS e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOSTRIN Rabbit pAb
Observações/Apelido	DalP2; NOSTRIN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	115677
GeneID	115677
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-430 do NOSTRIN humano (NP_001034813.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IVI9
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo