

Anticorpo Policlonal Anti-Notch1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Número do item: CM0029394



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Notch1 humano (proteína homóloga ao locus neurogênico notch 1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização Notch e determinação do destino celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Notch1 Rabbit pAb
Observações/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4851
GeneID	4851
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46531
Peso da Proteína	273kDa
Envio	Bolsa de gelo