

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Notch1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46531

Número do item: CM0019838



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Notch1 (aa 2428-2555), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com Notch1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da sinalização de Notch no desenvolvimento e em doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Notch1 Rabbit pAb
Observações/Alias	hN1; AOS5; TAN1; AOVD1; Notch1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4851
GeneID	4851
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2428-2555 da Notch1 humana (NP_060087.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P46531
Peso da Proteína	273 kDa
Envio	Bolsa de gelo