

Anticorpo Policlonal Anti-Notch2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Número do item: CM0014118



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NOTCH2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para estudar a sinalização Notch, determinação do destino celular e diferenciação de osteoclastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOTCH2 Rabbit pAb
Observações/Alias	hN2; AGS2; HJCYS; NOTCH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4853
GeneID	4853
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q04721
Peso da Proteína	265kDa
Envio	Bolsa de gelo