


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Notch2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04721

Número do item: CM0023175



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-NOTCH2 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Alvo: receptor NOTCH2 de ~265kDa (Q04721), envolvido na determinação do destino celular, remodelação óssea e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NOTCH2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NOTCH2; AGS2; HJCYS; hN2; notch 2
Espécie	Humano
ID do Gene	4853
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1697-1819 do NOTCH2 humano (NP_077719.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04721
Peso Proteico	265kDa
Envio	Em saco de gelo