

## Anticorpo Policlonal Anti-Notch3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um47

Número do item: CM0017423



### introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NOTCH3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar sinalização Notch, CADASIL e determinação do destino celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | NOTCH3 Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | IMF2, LMNS, CASIL, CADASIL, CADASIL1, NOTCH3                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 4854                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 751-850 do NOTCH3 humano (NP_000426.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Rato, Rato                                                                                                                  |
| SWISS               | Q9UM47                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 244kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |