

Anticorpo Policlonal Anti-Notch3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um47

Número do item: CM0016182



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NOTCH3 humano (Q9UM47). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de sinalização Notch, biologia do desenvolvimento e CADASIL.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOTCH3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4854
ID do Gene	4854
Imunogênio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2200-2321 do NOTCH3 humano (NP_000426.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UM47
Peso Proteico	244kDa
Envio	Bolsa de Gelo