


Anticorpo Policlinal Anti-Notch4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99466

Número do item: CM0025454



introdução

Anticorpo policlinal de coelho contra NOTCH4 (INT3) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização Notch e biologia do desenvolvimento. SWISS: Q99466.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOTCH4 Rabbit pAb
Observações/Alias	INT3; NOTCH4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1824-2003 de NOTCH4 humano (NP_004548.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99466
Peso Molecular da Proteína	210kDa
Envio	Bolsa de gelo