

Anti-Nov (Ccn3/Igfbp9) Anticorpo Policlonal Para Ihc-P E Elisa - P48745

Número do item: CM0027791

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o NOV humano (CCN3/IGFBP9) para aplicações de IHC-P e ELISA. Reconhece uma proteína de 39 kDa envolvida na proliferação celular, adesão, angiogénese e regeneração óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NOV Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	NOV; NOVh; IBP-9; IGFBP9; IGFBP-9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4856
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-357 do NOV humano (NP_002505.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48745
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo